



ClearKlens Plus

VH5

Neutralny, skoncentrowany preparat do mycia ręcznego

Opis

ClearKlens Plus jest skoncentrowanym, neutralnym, łatwo pieniącym się detergencem do przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego.

Cechy

- ClearKlens Plus jest polecany do ręcznego mycia urządzeń, podłóg i ścian.
- ClearKlens Plus zawiera skoncentrowaną mieszankę wysokopieniących detergentów i emulgatorów. Jego neutralny skład jest szczególnie skuteczny w przypadku zanieczyszczeń powszechnie spotykanych w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym. Można go stosować na większości rodzajów powierzchni, w tym na tworzywach sztucznych i metalach lekkich.

Korzyści

- Skutecznie usuwa zanieczyszczenia
- Wysoce ekonomiczny i uniwersalny
- Odpowiedni do mycia ręcznego
- Bezpieczny dla metali lekkich i tworzyw sztucznych
- Skuteczny niezależnie od twardości wody
- Nie zawiera dodatków zapachowych
- Łatwo się wypłukuje

Sposób użycia

Stosuje się głównie do mycia ręcznego w stężeniach od 0,1 do 1,0 %, w zależności od rodzaju zanieczyszczeń, stopnia zabrudzenia i rodzaju mytych powierzchni.

Umyte powierzchnie należy dokładnie wypłukać czystą wodą.

Właściwości

Postać: przezroczysta, jasnobrązowa ciecz

pH (1% roztwór, w 20°C): 5,9

Gęstość (20°C): 1,03

Chemiczne Zapotrzebowanie na Tlen (ChZT): 361,5 gO₂/kg

Zawartość azotu (N): brak

Zawartość fosforu (P): brak

Powyższe dane reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.





ClearKlens Plus

VH5

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w chłodnych, suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie wystawiać na działanie skrajnych temperatur. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Dodatkowe informacje odnośnie do środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem ClearKlens Puls, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.

Postępowanie z odpadami

Skoncentrowana zawartość lub zanieczyszczone opakowanie powinno zostać zutylicowane przez certyfikowanego odbiorcę lub zgodnie z miejscowym pozwoleniem. Odprowadzenie do ścieków nie jest wskazane. Oczyszczone opakowanie nadaje się do odzysku energii lub recyklingu w zgodzie z lokalnie obowiązującym prawem.

Kompatybilność produktu

ClearKlens Plus jest bezpieczny do stosowania na materiałach powszechnie stosowanych w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym, jeśli jest stosowany zgodnie z zaleceniami. W przypadku niepewności zaleca się ocenę poszczególnych materiałów przed długotrwałym stosowaniem.

Metoda miareczkowania

Zwalidowana metoda miareczkowania produktu dostępna na żądanie

Atesty, pozwolenia, opinie

Preparat ClearKlens Plus posiada Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH nr HŻ/02030/01/2010 z 24 czerwca 2010 roku

Okres trwałości:

24 miesiące od daty produkcji